

SpO₂


SpO₂

FOX-Baby Pulse Oximeter

ecatalogue
LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah


Suitable for
2~12
years old

- Spesial Desain untuk Anak-Anak (2-12 tahun)
- Ukuran kecil, ringan dan dapat dibawa untuk bepergian
- Nilai SpO₂, Pulse Rate dan yang akurat
- Continous Bar Graph dan Pulse Waveform Display
- 65K true Color OLED Display
- Otomatis power-off
- Layar dapat berubah arah (rotation)
- Indikasi low power dan low voltage dengan alarm



CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

FOX-Baby



Pulse Oximeter



Model	FOX-BABY	
Normal Operating	Ambient Temperature	+10°C - +40°C
	Relative humidity	≤85%
	Athmosphere	700 ~ 1060 hPa
Transport Operating	Ambient Temperature	-20°C - +70°C
	Relative humidity	≤ 95%
	Athmosphere	500 ~ 1060 hPa
Layar Display	65K true color OLED	
Resolusi Layar	128x96 dpi	
Tampilan Hasil Ukur	PR dengan Grafik Batang, SPO2 dengan Grafik Gelombang	
Jangkauan Ukur Denyut Nadi	35% - 99% (Resolusi 1%)	
Akurasi Pengukuran SPO2	70%~99%:2%, dibawah 70% tidak sesuai	
Jangkauan Ukur Denyut Nadi	30bpm - 250bpm (resolusi 1bpm)	
Akurasi Ukur Denyut Nadi	±2 bpm atau + 2%(pilih lebih besar)	
Jika unit tidak dipakai unit Auto power off	5 detik	
Baterai	3.6 VDC~4.2 VDC,baterai kancing dapat diisi ulang	
Dimension	46(L)X40(W)X29(H)mm	
Weight	31 gram	



HUBUNGI:

PRODUKSI : PT.SINKO PRIMA ALLOY, SURABAYA-INDONESIA

BR-FX4/2016/00