

### FITUR

- Area layar akan menyala otomatis ketika film dipasang
- Lampu tidak mudah transmudasi dan berubah menjadi kuning
- Level cahaya yang dapat disesuaikan (terang dan redup)
- Mengadopsi teknologi LED backlight
- Keseragaman tampilan layar adalah lebih dari 90%



**CPAKB**  
 CARA PEMBUATAN  
 ALAT KESEHATAN  
 YANG BAIK  
 HK.02.04/VI/011/2016  
 PT. SINKO PRIMA ALLOY



### SPESIFIKASI

Model	MFV-01	
Berat	8kg	
Konsumsi Daya	±75W	
Tipe Lampu Latar	Luminasi Tinggi LED	
Suhu Warna	14.319K	
Umur LED	100.000 jam	
Tegangan Supply	AC 90V-240V, 50/60 Hz	
Keseragaman Luminasi	≥90%	
Tingkat Kebisingan	<40dB	
Suhu Head Unit (1 Jam)	<50°C	
Luminasi	± 2385 Lux (jarak 1 meter)	
	± 5363 Lux (jarak 50 cm)	
Dimensi	Screen Size	720x440
	Head Unit	830x545x40
Film	Normal Simulation X-Ray Film, High Density Digital X-Ray Film, Molybdenum Target	