



**Elitech**<sup>®</sup>  
TECHNOVISION

OUR  
**Quality**  
COMMITMENT

**SONOTRAX-C**



**CPAKB**  
CARA PEMBUATAN  
ALAT KESEHATAN  
YANG BAIK  
HK.02.04/VI/011/2016  
PT. SINKO PRIMA ALLOY

CD3.0 IPX4

**ADVANCED FEATURES:**

- Back light LED
- LCD Screen 2"
- 3-mode function
- Built-In speaker
- Earphone included
- Changeable probe (opt.)
- Auto shut-off
- 4-level battery indicator
- Use 2 AA batteries
- Operation time ± 6 hour

Elitech SonoTrax-C Pocket Fetal Doppler dapat dipakai untuk kebutuhan pemeriksaan rutin oleh dokter kandungan, bidan dan ibu hamil untuk mendeteksi detak jantung bayi dalam kandungan mulai kehamilan bulan ketiga.

Fetal Doppler ini mempunyai bentuk yang canggih dengan LCD besar dan dilengkapi dengan output audio yang dapat disambungkan ke earphone. SonoTrax-C berbentuk ramping, hemat baterai dapat dipakai secara terus menerus selama ± 6 jam pengoperasian dan berbagai pilihan ultrasound probe yang mampu silih tukar dengan sambungan USB.

**Pocket Fetal Doppler**

**Specifications:**

**SPEKIFIKASI**

Model	SON-C	
Layar	2 Inch colour display	
Probe	USB waterproof 2-8 Mhz (optional)	
Range	30-240 bpm	
Resolusi	1 bpm	
Akurasi	± 2 bpm	
Daya output	0,5 W	
Mode	Countinuous	
Dimension	135 x 95 35 mm	
Weight	± 225 gr (dengan aksesoris)	
Working	Temperature	+5~40°C
	Humidity	≥80%
	Atmosphere	80kpa



Diproduksi Oleh :  
**PT. SINKO PRIMA ALLOY**  
SURABAYA-INDONESIA

Didistribusikan Oleh :  
**PT. SINKO PRIMA ALLOY**  
SURABAYA-INDONESIA



# Elitech<sup>®</sup>

TECHNOVISION

OUR  
**Quality**  
COMMITMENT

## SONOTRAX-C



### ADVANCED FEATURES:

- Back light LED
- LCD Screen 2"
- 3-mode function
- Built-In speaker
- Earphone included
- Changeable probe (opt.)
- Auto shut-off
- 4-level battery indicator
- Use 2 AA batteries
- Operation time  $\pm$  6 hour

## Pocket Fetal Doppler

Elitech SonoTrax-C Pocket Fetal Doppler dapat dipakai untuk kebutuhan pemeriksaan rutin oleh dokter kandungan, bidan dan ibu hamil untuk mendeteksi detak jantung bayi dalam kandungan mulai kehamilan bulan ketiga.

Fetal Doppler ini mempunyai bentuk yang canggih dengan LCD besar dan dilengkapi dengan output audio yang dapat disambungkan ke earphone. SonoTrax-C berbentuk ramping, hemat baterai dapat dipakai secara terus menerus selama  $\pm$  6 jam pengoperasian dan berbagai pilihan ultrasound probe yang mampu silih tukar dengan sambungan USB.



Dapat berkomunikasi dengan PC, transfer data ke perangkat lunak PC untuk menampilkan dan mencetak grafik tren FHR, yang dapat membantu dokter mendiagnosa kasus pada waktunya dan mengelola kasus untuk data penyimpanan. Ini terdiri dari transmisi dan menerima perangkat sinyal ultrasonik, unit pemrosesan sinyal analog, unit perhitungan FHR, unit kontrol LCD, penyimpanan pengumpulan sinyal yang efisien dan membaca unitetc. Ini memiliki tiga mode kerja: mode tampilan FHR real-time, mode tampilan FHR rata-rata, dan mode manual. Ini juga memiliki output audio, dan dapat dihubungkan dengan earphone atau perekam dengan input audio.